
及 嫛 程 藆 務 I 作 協 Т

會址: 九龍石硤尾村四十四座平台 207-212 室 電話: 2788 3211 傳真: 2788 1194 電郵: info@emv.org.hk

多媒體復康軟件

形狀認知配置



引言

復康軟件圖書庫服務的其中一個目標是為有需要的殘疾人士提 供幫助,協助他們適應日常生活,發展潛能,有能力獨立地生活,使 他們能夠融入社會。

近年,因應多媒體軟硬體環境的發展日趨成熟,各樣的電腦軟件 亦朝著多媒體之走向。而大部份復康機構、特殊學校及日間訓練中心 已設有多媒體的電腦設備。

有見及此,本會嘗試替多間特殊學校以「度身訂造」之形式,編 寫一些切合本地市場需要之多媒體軟件。透過多媒體的應用,藉圖文 並茂、結合聲音、影像的交談式多媒體科技、生動活潑地顯示各種真 實的聲音及圖片,具體地呈現抽象的意念,以提高學員學習的效果。

簡 介:

「形狀認知配對」軟件是本會之 復康軟件圖書庫工作小組其中一個產 品。本軟件最特別的地方是提供一個 開放式的介面予導師配合不同種類的 復康訓練和學習之用。

的: 目

- ·提供一個清晰的環境,給予學員發 展他們辨知的感應能力;
- · 增強學員對相同形狀的辨認能力:
- · 提供學員在十二種不同形狀下作反 覆性練習;
- · 評估學員對感知自發動機及操作開 關按鈕的反應。

訓練對象:

適合-- 些嚴重、中度智障或學習 遲緩的學員作訓練之用途。

導師須知:

本軟件提供一個較為靈活的導師 工作站,導師可因應學員的能力,更 改其中的設定,進行適當的訓練。

·操作選項

主要分為鍵盤 輸入及螢幕輕 觸兩個部份。






鍵盤輸入--主要是使用鍵盤中 A、B、C 鍵作回應鍵。導師可按 個別學員需要,改裝一些輸入的裝 置,解決他們用鍵盤之困難;

螢幕輕觸──配合 Touch Windows 的硬件裝置使用效果更佳。

・圖片選項

導師可為學員選擇合適圖片進行

練習。導 師更可按 訓練需



挑選一些其他圖形形狀的圖片,來 取代系統相關檔案。如:

圖片檔: sr1.gif 至 sr12.gif

• 辨認能力

導師可按學員的能 力,選擇不同的程度 來進行認知的練習。



· 更換圖片及聲音檔案

導師可自行更換軟件的讚賞和倒采 的圖片及聲音,在磁碟中取代以下 相關的檔案。

聲音檔: right.wav wrong.wav





圖片檔: right.gif

系統要求:

- ・486 個人電腦或以上
- ·8MB 記憶體
- · 中文視窗 95 或以上 (64-bit 作業除外)
- · SoundBlaster 音效卡或其兼容卡
- ・揚聲器
- · SVGA 顯示器
- · Touch Windows (用於螢幕輕觸內)

出版製作:工程及醫療義務工作協會

原創意念:香港心理衛生會——白田兒童中心

徐家麟先生(老師)

姚翠萍小姐(職業治療師)

程式作者:黃德成先生

製作日期:一九九八年八月

©1998 版權所有 不得翻印